

2021/03/25
LOT
20210325
2022/03/24



SARS-CoV-2 Antigen Kit (Colloidal Gold)

Result in
Ergebnis in
Résultat en
Risultato in
Resultado en
Wynik w



Minutes
Minuten
Minuti
minutos
Minut

For self-testing

Antigen-Schnelltest Kit (Kolloidales Gold)
SARS-CoV-2 Kit antigénique (Or Colloidal)
Kit antigene SARS-CoV-2 (oro colloidale)
Kit de antígeno del SARS-CoV-2 (oro coloidal)
Test Antygenowy SARS-CoV-2 (kolooidalne złoto)

Zur Eigenanwendung
Pour auto-test
Per l'autotest
Para el autodiagnóstico
Do samokontroli

1 Test

REF CG123301



@GoldsiteDiagnostics

Test positive/Test positif :
- Isolate yourself/Isollez-vous
- Confirm as soon as possible with a PCR test/
- Confirmez au plus vite avec un test PCR

Test negative/Test négatif :
- Continue to follow social distancing guideline/
- Continuez à respecter les gestes barrières

Click here for more info
Cliquez pour plus d'infos
Ministry of Solidarity and Health
Ministère des Solidarités et de la Santé



EN A COVID-19 rapid test for the detection of SARS-CoV-2 nucleocapsid antigens.
Components
1 × Test Cartridge 1 × Disposable sampling swab
1 × Extraction Tube 1 × Instructions for use
For more information, please refer to the IFU, or scan the QR code for instruction video.

IT Un test rapido COVID-19 per la rilevazione degli antigeni del nucleocapside della SARS-CoV-2
Componenti
1 × Cartuccia di prova 1 × Tampone di campionamento monouso
1 × Tubo di estrazione 1 × Istruzioni per l'uso
Per ulteriori informazioni, si prega di fare riferimento alla IFU, o scansionare il codice QR per le istruzioni video.

Insert tube here/Stecken Sie das Röhrchen hier/
Insérez le tube ici/Insérez la provetta qui/
Insérte el tubo aquí/Włóż tu probówkę



DE Ein COVID-19-Schnelltest für den Nachweis von SARS-CoV-2-Nukleokapsid-Antigenen
Komponenten
1 × Testkassette 1 × Einweg Probenahme Tupfer
1 × Extraktionspuffer Röhrchen 1 × Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung, oder scannen Sie den QR-Code für das Anleitungsvideo.

ES Una prueba rápida COVID-19 para la detección de los antígenos de la nucleocápside del SARS-CoV-2.
Componentes
1 × Cartucho de prueba 1 × Hisopo de muestreo desechable
1 × Tubo de extracción 1 × Instrucciones de uso
Para más información, consulte las instrucciones de uso, o escanee el código QR para ver el video de instrucciones.



Instruction Video/Video-Anleitung
/Vidéo d'instruction/Video di istruzioni
/Video de instrucciones/Film instruktażowy

FR Test rapide COVID-19 pour la détection des antigènes de la nucléocapside du SARS-CoV-2
Composants
1 × Cassette de test 1 × Ecouvillon d'échantillonnage
1 × Tube d'extraction 1 × Instructions d'utilisations
Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation ou scanner le code QR pour obtenir une vidéo d'instructions.

PL Szybki test COVID-19 do wykrywania antygenów nukleokapsydu SARS-CoV-2.
Komponenty
1 × Kasetta testu 1 × Sterylna wymazówka
1 × Probówka ekstrakcyjna 1 × Instrukcja użytkowania z roztworem
Więcej informacji można znaleźć w IFU lub zeskanować kod QR, aby uzyskać film instruktażowy.

GOLDSITE DIAGNOSTICS INC.
No. 103C, 503C & 504D, Technology Building & No. 3A & 4A,
Technology Building Annex, Zhaoshang Sub-District, Nanshan District,
Shenzhen, China, 518067

TEL: 0086 755 2689 0807
Email: sales@goldsite.com.cn
Website: en.goldsite.com



CMC Medical Device & Drugs, S.L.C./Horacio
Lengo No 18, CP 29006, Málaga, Spain
info@cmcmedicaldevices.com